

Diagnostics

Unsere Testsysteme basieren auf Lymphozytenkulturen aus peripherem Blut, die Reaktion der Immunzellen wird anhand die Freisetzung von bestimmten, markanten Botenstoffen (Zytokinen) hochempfindlich gemessen. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne einen Testkit zu (Bitte über Kontakt mit Angabe des gewünschten Tests anfordern), mit dem eine Blutabnahme von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden kann. Die Blutprobe sollte dann innerhalb von 24 Stunden (Kurierversand) bei uns im Labor eintreffen. Unseren Anforderungsbogen können Sie hier als PDF-File herunterladen und ausdrucken: [Anforderungsbogen \(Deutsch\)](#) [Order Sheet \(Englisch\)](#)